

Predstavljamo vam novost...

Nova črpalna enota Pumping Unit Rotavac Vario

Samostojna črpalna enota z vakuumskim kontrolorjem za popolni nadzor in široko področje uporabe.

Za natančen nadzor vakuumu pri rotavaporju Hei-VAP Value in Hei-VAP Advantage.

Črpalno enoto lahko prav tako uporabite za vse druge namene, kjer je za vaše delo potreben vakuum.

Karakteristike Rotavac Vario Pumping Unit:

- Tristopenjska diafragemska črpalna izdelana iz kemijsko obstojnega materiala
- Visoka kapaciteta sesanja 1.7 m³/h
- Doseže maksimalen vakuum 5 mbarov
- Možnost uporabe s kondenzatorjem
- Moč: 160 W,
- Teža: 6.0 kg



P/N 591-00142-00

Magnetno mešalo – predstavitveni video

Še nikoli ni bilo tako enostavno pridobiti več podatkov o edinstvenih prednostih magnetnih mešal proizvajalca Heidolph.

Za več informacij obiščite spletno stran

www.heidolph-instruments.com

Uradni zastopnik za Slovenijo:

KEFO[®]
SINCE 1949

Brnčičeva 29
1231 Ljubljana-Črnuče
tel.: 01/56 34 131
matej.kuralt@kefo.si
www.kefo.si

