

# Inteligentno uparjanje



Odlična zaščita uporabnika s prozornimi vrati iz PMMA materiala

Zaščitna komora je sestavljena iz kovinskega okvirja ter varnostnega stekla in pokriva celotno kopel, s čimer je zagotovljen vizualni nadzor

Odlikuje ga sistem za regulacijo nivoja vode, ki preprečuje izlitje vode in morebitno poplavo v laboratoriju

Kaseta sprejemnika štiti uporabnika pred počenim steklom

Edinstven sistem pritrditve omogoča, da bučo brez težav v trenutku odstrani ena oseba

Avtomatski modeli omogočajo neprekinjeno delo z velikimi količinami brez nadzora preko noči ali vikenda – odlična alternativa za 50 ali 100 L uparjalnike

Temperaturni senzor avtomatsko izključi kopel, če pride do pregretja. V primeru povišanega tlaka ali razbitja steklovine se aparaturna popolnoma izključi

Brez skrbi ali pomislekov glede varnosti zaradi nizkega nivoja tekočin: avtomatsko polnjenje kopeli poskrbi, da le-ta nikoli ne ostane brez tekočine