

Intenzivno Mešanje

Način vpetja, pri katerem gre os mešala skozi aparat, izredno poenostavi **nastavitev višine**

Hermetično zaprto ohišje zagotavlja dolgo življenjsko dobo brez vzdrževanja tudi ob neprekinjenem delovanju v agresivnem okolju

Motor se bo **avtomatično izključil**, v kolikor bi prišlo do pregrevanja, s čimer je zagotovljena varnost uporabnika

Motor se bo **avtomatično izključil**, v kolikor bi prišlo do pregrevanja, s čimer je zagotovljena varnost uporabnika



2 prestavi zagotavljata **največji navor v celotnem** območju hitrosti in sta namenjeni kontinuiranemu delovanju, tudi pri raziskavah polimerov

Vsi elektronski mešalci **ohranjajo nastavljeno hitrost** pri spremembah obremenitve in kratkotrajno lahko prenesejo celo 200% obremenitev, ne da bi se aparat izključil

Skrajšajte si čas dela z uporabo VISCO JET® mešal za **mešanje gelov** in drugih zahtevnih medijev