

Varno gretje in mešanje

Povečana zmogljivost gretja na **800W** zmanjša čas segrevanja za **35%** v primerjavi z ostalimi 600W enotami

Hermetično zaprto ohišje varuje vse mehanske in elektronske komponente pred vplivom agresivnega okolja

KeraDisk® omogoča hitro segrevanje in ima visoko kemijsko odporno površino

V primeru, da je funkcija gretja preklicana, se bo mešanje nadaljevalo, da ne bi prišlo do poškodbe vzorca

Temperaturno stikalo bo v primeru pregretja izključilo grelno ploščo. Zaradi vaše varnosti se bo enota izključila, v kolikor pride do kratkega stika, poškodbe temperaturnega senzorja, okvare motorja in drugih nezaželenih dogodkov med delovanjem

Poškodbe na mešalu so izključene, četudi bi bil izpostavljen višjim temperaturam, ker je ohišje vseh modelov narejeno iz ognjevarnega litega aluminija

Ločena tipka za vklop/izklop gretja preprečuje nenamerno segrevanje – tipka je osvetljena za vizualni nadzor