

Temperaturno kontrolirano mešanje

Izključevanje nesreč: vsi modeli so oblikovani tako, da imajo nizko težišče, ki preprečuje drsenje pri velikih hitrostih, celo na vlažnih površinah

Senzor temperature **izključi aparat v primeru pregrevanja**. Predvsem je to pomembno v primeru neprekinjenega delovanja brez nadzora

Izberete lahko med različnimi modeli glede načina gibanja, kroženja, kotov in različnih nosilnosti, **odvisno od vaših potreb**



Neomejen vizualni nadzor delovanja v vsakem trenutku zaradi uporabe PETG materiala, ki se ne rosi

Takojšen dostop: pokrov inkubatorja, kot možni dodatek, omogoča takojšnje odpiranje in se lahko blokira v kateri koli poziciji

Za uporabo v mikrobiologiji: izolirani pogonski sistem **preprečuje segrevanje**, ki prihaja iz motorja in zato toplota ne poškoduje vašega vzorca